

# DE GEBRAUCHSANWEISUNG

## ORIGINAL NOVAFON INTRAORALE AUFSÄTZE



- 1. VORWORT**  
5. GEGENANZEIGEN UND NEBENWIRKUNGEN  
**2. PRODUKTBESCHREIBUNG**  
6. REINIGUNG UND DESINFektION  
**3. ANWENDUNG**  
7. KONTAKT

**1. VORWORT**  
Die intraorale Aufsätze Spatelaufsaetz, Pfeilaufsaetz, Löffelaufsaetz und Kugelstab dienen der intraoralen Applikation vibrataktile Stimulation in Verbindung mit NOVAFON Schallwellengeräten. Bitte lesen Sie sich die folgenden Seiten aufmerksam durch, um eine sachgemäße Anwendung zu garantieren.

### 2. PRODUKTBESCHREIBUNG

#### 2.1. KOMPONENTEN

- 2.1.1. Spatelaufsaetz (Art. Nr. 5003)  
Der Spatelaufsaetz ist einem Holzspatell nachempfunden und verfügt über zwei verschiedene Oberflächenstrukturen. Die speziellen Riffelungen sorgen dafür, dass die Zunge bei der Anwendung nicht abrutschen kann.  
2.1.2. Pfeilaufsaetz (Art. Nr. 5004)  
Der Pfeilaufsaetz verfügt über drei verschiedene Oberflächenstrukturen (Riffelung, Noppen, glatt) und kann durch seine Form ideal intra- und extraoral angewendet werden.  
2.1.3. Löffelaufsaetz (Art. Nr. 5005)  
Der Löffelaufsaetz verfügt über eine löffelförmige Mulde mit Noppen an der Unterseite. Er kann sowohl zur vibrataktilen Stimulation als auch zur Applikation von kleinen Mengen Nahrung eingesetzt werden.

#### 2.1.4. Kugelstab (Art. Nr. 5006)

Der spitz zulaufende Kugelstab mit einer kleinen Kugel am Ende des Aufsatzes kann für eine sehr punktuelle und präzise Stimulation intra- und extraoral eingesetzt werden.

#### 2.1.5. Adapter (Art. Nr. 5007 ODER 7007)

Jeder Aufsaetz wird mit einem Adapter geliefert. Der Adapter passt auf alle Intraorale Aufsätze. Adapter sind als Ersatzteil verfügbar.

#### 2.2. MATERIALINFORMATION

Die intraorale Aufsätze sind aus thermoplastischen Elastomeren, einem hochwertigen und speziell für medizinische Anwendungen geeigneten Kunststoff gefertigt. Das Material ist ohne Zusatz von Phthalaten und Latex. Bitte kühle und trockne aufbewahren.

#### 2.3. HALTBARKEIT

Die Haltbarkeit der intraorale Aufsätze kann je nach Häufigkeit des Gebrauchs variieren. Wir empfehlen den Austausch der Aufsätze nach einem Jahr Gebrauch. Überprüfen Sie die Aufsätze vor jeder Anwendung. Ersetzen Sie beschädigte, verformte oder stark verfärbte Produkte.

### 3. ANWENDUNG

Stecken Sie zuerst den intraorale Aufsaetz in den Adapter. Befestigen Sie daraufhin den Adapter auf Ihrem NOVAFON Schallwellengerät. Wenn Sie den Aufsaetz wechseln oder abnehmen möchten, entfernen Sie den Adapter mit dem Aufsaetz vom Gerät. Danach lösen Sie durch vorsichtiges Ziehen den Aufsaetz aus dem Adapter. Bitte beachten Sie, dass es bei der Anwendung nötig sein kann, leichten Gegendruck auf den Aufsaetz zu geben, sodass er sich nicht aus der Halterung lösen kann. Achtung! Bitte beachten Sie vor der Anwendung der intraorale Aufsätze die in Kapitel 5 aufgelisteten Gegenanzeichen.

#### Anwendungsbeispiele intraorale Aufsätze:

Spatelaufsaetz	Pfeilaufsaetz	Löffelaufsaetz	Kugelstab
Flächiges Tapping auf der Zunge	Erspüren der verschiedenen Oberflächen	Training der Zungenspitzenmotilität	Hinweisegeber Artikulationsort
Zungenrand- und Wangenstimulation	Stimulation der Zunge, Wangen und Lippen	Stimulation der Hinterzunge	Stimulation der Gaumenhöhlen
Halten des Spatels zwischen den Lippen	Zungenfurchenbildung	Applikation von kleinen Mengen Nahrung	Zungenmittel-furchenbildung

Vorsicht! Achten Sie darauf die Zähne möglichst nicht mit den Aufsätzen zu berühren, da dies insbesondere bei bestehenden Zahnhaltungen unangenehm sein kann.

### 4. WICHTIGE HINWEISE

- 4.1. UMGANG MIT INTRAORALEN AUFSÄTZEN UND NOVAFON SCHALLWELLERGERÄTEN
- Stecken Sie immer zuerst den intraorale Aufsaetz in den Adapter und befestigen Sie diesen dann auf Ihrem NOVAFON Schallwellengerät.
  - Wenn Sie den Aufsaetz wechseln oder abnehmen möchten, entfernen Sie bitte immer den Adapter samt Aufsaetz vom Gerät und ziehen Sie erst danach den Aufsaetz aus dem Adapter, sonst kann das Gerät Schaden nehmen.
  - Die Aufsätze können innerhalb des Adapters gedreht werden. Falls Sie Ihren Aufsaetz innerhalb des Adapters drehen möchten, während sich dieser bereits an Ihrem NOVAFON Schallwellengerät befindet, halten Sie mit der einen Hand den Adapter fest während Sie den Aufsaetz drehen, sonst kann das Gerät Schaden nehmen.
  - Wenn Sie mit dem Aufsaetz Druck ausüben, halten Sie immer mit einem Finger auf dem Aufsaetz dagegen, sodass keine Kraft auf den Kopf des Gerätes einwirkt, sonst kann das Gerät Schaden nehmen.
  - Bitte beachten Sie vor der Anwendung der Aufsätze auch alle Informationen aus der Gebrauchsanweisung Ihres NOVAFON Schallwellengerätes.
  - Achtung! Bei unsachgemäßem Anwendung besteht Verletzungsgefahr.

#### 4.2. VORGESEHENE ANWENDER

Die intraorale Aufsätze sind ausschließlich für die professionelle Anwendung gedacht. Sie sind nur von ausgebildeten, medizinischem Fachpersonal oder unter strikter Supervision einer solchen Person anzuwenden.

#### 4.3. HYGIENE

Vor dem ersten Gebrauch der intraorale Aufsätze sind diese hygienisch aufzubereiten (gemäß Kapitel 6.) Für die Wiederverwendung an mehreren Personen müssen die Aufsätze nach jeder Anwendung hygienisch aufbereitet werden (gemäß Kapitel 6.). Bitte tragen Sie bei jeder Anwendung Handschuhe.

### 5. GEGENANZEIGEN UND NEBENWIRKUNGEN

Beachten Sie die Gegenanzeigen und Nebenwirkungen der NOVAFON Schallwellengeräte. Eine Anwendung der intraorale Aufsätze ist nicht zulässig bei:

- Entzündungen und Verletzungen der Mundschleimhaut (Aphten, Soor, Blutungen, Mukositis, etc.)
- Offene Wunden im Mundinnenraum
- Tumoren in der Mundhöhle
- Beiflüktions / übersteigerten Reflexen

Durch die intraorale Stimulation können vereinzelt folgende Nebenwirkungen auftreten:

- Auslösen des Beiflüxtes
- gesteigerter Muskeltonus
- erhöhter Speichelfluss
- Abwehrverhalten

### 6. REINIGUNG UND DESINFektION

#### VERFAHREN

- Reinigung und Desinfektion: Manuell
- Reinigung und Desinfektion: Maschinell

**Warnhinweise:** Die Aufsätze müssen vor der ersten Anwendung gereinigt und ggf. desinfiziert werden. Bei Wiederverwendung an mehreren Personen müssen die Produkte nach jeder Anwendung gereinigt und desinfiziert werden.

**Einschränkung der Wiederaufbereitung:** Keine besonderen Anforderungen.

#### ANWEISUNGEN

**Gebrauchsart:** Keine besonderen Anforderungen.

**Aufbewahrung und Transport:** Es wird empfohlen, kontaminierte intraorale Aufsätze in einem geschlossenen Behälter zu transportieren. Es wird empfohlen, die Wiederaufbereitung intraoraler Aufsätze so bald wie möglich, maximal innerhalb von 2 Stunden nach Gebrauch vorzunehmen.

**Vorbereitung:** Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe, wasserabweisenden Schutzkittel, Gesichtsschutzmaske oder Schutzbille).

**Ausstattung:** Kunststoffbüste (z.B. Interlock, #09098 und Interlock, #09050), fließendes Wasser (mindestens Trinkwasserqualität)

**Vorgehensweise:** Große Oberflächenverschmutzungen an den Aufsätzen und dem Adapter (Gewinde und Hohlräume) unter fließendem Wasser abbrüsten.

#### MANUELL

##### Reinigung

##### Manuell

**Ausstattung:** Reinigungsmittel (mehrstufiger enzymatischer Reiniger z.B. ECOLAB Sekusept® MultiEnzyme P (ecolab.com)), Kunststoffbüste (z.B. Interlock, #09098 und Interlock, #09050), fließendes Wasser (mindestens Trinkwasserqualität), Wanne für Reinigungsmittel.

1. Die Reinigungslösung nach Herstellerangaben ansetzen (z.B. 2% Sekusept® MultiEnzyme P).

2. Alle Einzelteile der Aufsätze komplett eintauchen.

3. Oberflächenverschmutzungen mit Kunststoffbüste entfernen. Dazu alle Flächen des Aufsatzes und des Adapters abrüsten.

4. Einwirken in der Reinigungslösung nach den Angaben des Herstellers des Reinigungsmittels (z.B. 2% Sekusept® MultiEnzyme P, mindestens 15 min).

5. Alle Teile aus der Reinigungslösung entnehmen.

6. Jedes Teil der Aufsätze für 30 Sek. unter fließendem Wasser spülen.

Auf Sauberkeit prüfen, bei noch sichtbarer Verschmutzung Wiederholung der Vorbehandlung und der vorgenannten manuellen Schritte.

#### Desinfektion

##### Manuell

**Ausstattung:** Viruzides Instrumentendesinfektionsmittel (VAH oder IHO-gelistet) auf Basis von Peroxidverbindungen oder quaternären Verbindungen und Alkylaminen (Alkylaminlderivate (z.B. ECOLAB Sekusept® aktiv oder Dr. Schumacher, Perfekta aktiver), Desinfektionsmittelwanne

1. Die Desinfektionsmittellösung nach den Angaben des Desinfektionsmittelherstellers ansetzen (z.B. Sekusept® aktiv, 2%ig / 2% Perfekta aktiv).

2. Alle Teile der Aufsätze komplett eintauchen.

3. Einwirken in der Desinfektionsmittellösung nach den Herstellerangaben des Desinfektionsmittels (z.B. mindestens 5 Minuten bei Sekusept® aktiv und mindestens 30 Minuten bei Perfekta aktiv).

4. Alle Teile des Aufsatzes aus der Desinfektionsmittellösung entnehmen.

5. Jedes Einzelteil für 1 Minute unter fließendem Wasser spülen.

Alle Einzelteile mit einem füsselfreiem Einmalstuch zum Trocknen abwischen und ggf. mit medizinischer Druckluft trocknen.

Caution! Be careful to avoid touching the teeth with the attachments as much as possible, as this can be particularly unpleasant for existing tooth infections.

#### MASCHINELL

##### Reinigung

##### und Desinfektion:

##### Maschinell

**Hinweis:** Große Oberflächenverschmutzungen an den Aufsätzen müssen vor der maschinellen Aufbereitung entfernt werden (s. Vorbehandlung: manuell). Reinigungs- und Desinfektionsgerät gemäß DIN EN ISO 15883-1+2 mit thermischen Programm (Temperatur 90 °C bis 95 °C). - Reiniger mildalkalisch (z.B. ECOLAB Sekumatic® MultiClean)

1. Alle Einzelteile der Aufsätze in eine geeignete Siebschale legen, bzw. auf den Beladungsträger so platzieren, dass alle inneren und äußeren Oberflächen gereinigt und desinfiziert werden.

2. RDG schließen und Programm starten, Programmablauf s. nachstehende Tabelle.

3. Nach Ende des Programms Produkte entnehmen.

4. Auf Sauberkeit und Trockenheit der Beladung (alle Einzelteile) prüfen und ggf. mit medizinischer Druckluft trocknen. Bei Restverschmutzungen die manuelle Vorbehandlung und manuelle Reinigung erneut durchführen.

**Prog.-Schrift**

Wasser Dosierung Zeit Temperatur

**Vorspülen**

KW 5 min

**Dosieren Reiniger**

Nach Herstellerang.

**Reinigen**

VE 10 min 55°C

**Spülen**

VE 2 min

**Desinfizieren**

VE A0-Wert > 3000<sup>1</sup> (z.B. 90 °C, 5min)

**Trocknen**

15 min Bis 120 °C

<sup>1</sup> Behörden können in ihrem Zuständigkeitsbereich andere Durchführungsbestimmungen (Parameter für die Desinfektionsleistung) erlassen.

Der Materialhersteller hat die Materialbeständigkeit bezüglich der Dampfsterilisation bei 121 °C und 134 °C bestätigt.

Alle Einzelteile der Aufsätze sind auf Beschädigung und Verschleiß zu prüfen. Beschädigte Medizinprodukte dürfen nicht mehr angewendet werden und müssen aussortiert werden.

**Lagerung**

Lagerung und Lagerdauer entsprechend der Festlegungen beim Anwender.

**7. KONTAKT**

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Hersteller.

### EN USER MANUAL

#### ORIGINAL NOVAFON INTRAORAL ATTACHMENTS

##### 1. PREFACE

##### 2. PRODUCT DESCRIPTION

##### 3. APPLICATIONS & USE

##### 4. IMPORTANT INSTRUCTIONS

##### 5. CONTRAINDICATIONS AND SIDE EFFECTS

##### 6. CLEANING AND DISINFECTION

##### 7. CONTACT

#### 6. CLEANING AND DISINFECTION

##### PROCEDURE

- Cleaning and disinfection: manual
- Cleaning and disinfection: by machine

**Warning information** The attachments must be cleaned and, if necessary, disinfected before the first application. For use on several people, the products must be cleaned and disinfected after each application.

**Restriction regarding reprocessing** No special requirements.

##### INSTRUCTIONS

**Application location** Application in a closed container.

**Storage and transport** It is highly recommended to transport contaminated intraoral attachments in a closed container. It is recommended to carry out the reprocessing of intraoral attachments as soon as possible, within a maximum of 2 hours after use.

**Preparation** Wear personal protective equipment (gloves, water repellent lab coat, face mask, or safety glasses). Disassemble all detachable intraoral attachments into their individual parts.

**Pretreatment** Equipment: Plastic brush (e.g., Interlock, #09098 and Interlock, #09050), running water (at least drinking water quality)

Procedure: Brush coarse surface contamination on the attachments and the adapter (thread and cavity) under running water.

##### MANUAL

**Manual cleaning** Equipment: Cleaning agent (multistage enzymatic cleaner, e.g. ECOLAB Sekusept® MultiEnzyme P [ecolab.com]), plastic brush (e.g. Interlock, #09098 and Interlock, #09050), running water (at least drinking water quality), tray for cleaning agent.

1. Apply the cleaning solution according to the manufacturer's instructions (e.g. 2% Sekusept® MultiEnzyme P).

2. Submerge all parts of the attachment completely.

3. Remove surface contamination with the plastic brush, by scrubbing all surfaces of the attachment and the adapter.

4. Treatment time in the cleaning solution according to the manufacturer's instructions of the cleaning agent (e.g. 2% Sekusept® MultiEnzyme P, at least 15 min).

5. Remove all parts from the cleaning solution.

6. Rinse each part of the attachments under running water for 30 sec. Check for cleanliness and, if there is still visible contamination, repeat the pretreatment and the aforementioned manual steps.

##### Manual disinfection

**Equipment:** Virucidal instrument disinfectant (VAH or IHO listed) based on peroxide compounds or quaternary compounds and alkylamine/alkylamin derivatives (e.g. ECOLAB Sekumatic® or Dr. Schumacher, Perfekta active), disinfectant tray

1. Apply the disinfectant solution according to the disinfectant manufacturer's instructions (e.g. Sekusept® aktiv, 2% / 2% Perfekta active).

2. Submerge all parts of the attachments completely.

3. Treatment time in the disinfectant solution according to the manufacturer's instructions for the disinfectant (e.g. at least 5 minutes for Sekusept® aktiv and at least 30 minutes for Perfekta active).

4. Remove all parts of the attachment from the disinfectant solution.

5. Rinse each item for 1 minute under running water. Wipe all parts with a lint-free disposable cloth for drying and, if necessary, dry it with medical compressed air

**BY MACHINE**

**Cleaning and disinfection:** by machine

**Note:** Coarse surface contamination on the attachments must be removed before preparation by machine (see pretreatment: manual). Cleaning and disinfecting device according to DIN EN ISO 15883-1+2 with thermal program (temperature 90 °C to 95 °C).

- Mildly alkaline cleaner (e.g. ECOLAB Sekumatic® MultiClean)

1. Place all the individual parts of the attachments in a suitable strainer bowl or on the load carrier in such a way that all inner and outer surfaces are cleaned and disinfected.

2. Close the RDG and start the programme; for programme sequence see table below.

3. At the end of the programme, remove the products.

4. Check the cleanliness and dryness of the load (all parts) and, if necessary, dry with medical compressed air. For residual contamination, carry out the manual pre-treatment and manual cleaning.

**Programme sequence**

Water Dosage Time Temperature

**Prewash**

cold water 5 min.

**Cleaner dosage**

According to manufacturer

**Cleaning**

completely desalinated water 10 min. 55 °C

**Wash**

completely desalinated water 2 min.

**Disinfecting**

completely desalinated water A0 value > 3,000<sup>1</sup> (e.g. 90 °C, 5 min.)

**Drying**

15 min. Up to 120 °C

<sup>1</sup> Authorities may adopt other implementing provisions (parameters for disinfection performance) within their jurisdiction.

The material manufacturer has confirmed the resistance to steam sterilization at 121 °C and 134 °C.

**Maintenance, inspection, and testing**

Check all parts of the attachments for damage and wear. Damaged medical devices may no longer be used and must be sorted out.

# FR MANUEL D'UTILISATION

## ORIGINAL NOVAFON EMBOUTS INTRAORAUX

- 1. PRÉAMBULE
- 2. DESCRIPTION DU PRODUIT
- 3. UTILISATION
- 4. REMARQUES IMPORTANTES
- 5. CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS SECONDAIRES
- 6. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
- 7. CONTACT

**1. PRÉAMBULE**  
Les embouts intraoraux spatule, flèche, cuillère et tige, servent à l'application intraoprale d'une stimulation vibrotactile en association avec des appareils à infrasons NOVAFON. Veuillez lire attentivement les pages qui suivent pour garantir une utilisation adéquate.

### 2. DESCRIPTION DU PRODUIT

#### 2.1. COMPOSANTS

##### 2.1.1. Embout spatule [réf. 5003]

L'embout spatule ressemble à une spatule en bois et dispose de deux structures de surface différentes. Les stries spéciales font en sorte que la langue ne puisse pas glisser pendant l'utilisation.

##### 2.1.2. Embout flèche [réf. 5004]

L'embout flèche dispose de trois structures de surface différentes (stries, picots, lissee) et peut, de par sa forme, être utilisée de façon intraorale et extraorale.

##### 2.1.3. Embout cuillère [réf. 5005]

L'embout cuillère dispose d'une cavité type cuillère avec des picots sur le dessous. Il peut être utilisé aussi bien pour la stimulation vibrotactile que pour l'application de petites quantités de nourriture.

##### 2.1.4. Embout tige [réf. 5006]

La tige effilee avec une petite bille à l'extrémité de l'embout peut être utilisée pour une stimulation très ponctuelle et précise de façon intraorale et extraorale.

##### 2.1.5. Adaptateur [réf. 5007 OU 7007]

L'embout est fourni avec un adaptateur. L'adaptateur est compatible avec tous les embouts intraoraux. Ils sont disponibles en pièce de rechange.

### 2.2. INFORMATIONS SUR LE MATERIAU

Les embouts intraoraux sont en élastomères thermoplastiques, un plastique de qualité et spécialement adapté aux applications médicales. Le matériau est sans latex ni phthalate. Conserver dans un endroit frais et sec.

### 2.3. DURÉE DE VIE

La durée de vie des embouts intraoraux peut varier selon la fréquence d'utilisation. Nous vous recommandons de remplacer les embouts après un an d'utilisation. Vérifiez les embouts avant chaque utilisation. Remplacez les produits endommagés, déformés ou fortement décolorés.

### 3. UTILISATION

Insérez d'abord l'embout intraoral dans l'adaptateur. Attachez ensuite l'adaptateur à votre appareil à infrasons NOVAFON. Lorsque vous souhaitez changer ou enlever l'embout, tournez l'adaptateur avec l'embout et sortez-le de l'appareil. Retirez en suite l'embout de l'adaptateur en tirant doucement. Veillez noter qu'il peut s'avérer nécessaire pendant l'utilisation d'exercer une légère pression sur l'embout pour que ce dernier ne puisse pas se détacher du support. Attention ! Merci de prendre en compte les contre-indications listées au chapitre 5 avant d'utiliser les embouts intraoraux.

#### Exemples d'application des embouts intraoraux :

Embout spatule	Embout flèche	Embout cuillère	Embout tige
Petit tapotement sur la langue	Perception des différentes surfaces	Exercice de mobilité du bout de la langue	Indiquer le lieu d'articulation
Stimulation du bord de la langue et des joues	Stimulation de la langue, des joues et des lèvres	Stimulation de l'arrière de la langue	Stimulation des piliers du voile du palais
Maintien de la spatule entre les lèvres	Formation de silons de la langue	Application de petites quantités de nourriture	Formation de silons du milieu de la langue

Attention ! Veillez au maximum à ne pas toucher les dents avec les embouts, cela pouvant être désagréable, en particulier en cas d'inflammations.

### 4. REMARQUES IMPORTANTES

#### 4.1. MANIPULATION DES EMBOUTS INTRAORAUX ET DES APPAREILS À INFRASONS NOVAFON

- Commencez toujours par insérer l'embout intraoral dans l'adaptateur et attachez ensuite ce dernier sur votre appareil à infrasons NOVAFON.
- Lorsque vous souhaitez changer ou enlever l'embout, veuillez tourner l'adaptateur avec l'embout et sortez-le de l'appareil. Retirez ensuite l'embout de l'adaptateur. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil.
- Les embouts peuvent être tournés à l'intérieur de l'adaptateur. Si vous souhaitez tourner votre embout dans l'adaptateur alors que ce dernier se trouve déjà sur votre appareil à infrasons NOVAFON, maintenez fixement l'adaptateur d'une main pendant que vous tournez l'embout. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil.
- Si vous exercez une pression avec l'embout, maintenez toujours l'embout avec un doigt de sorte qu'aucune force n'agisse sur la tête de l'appareil. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil.
- Avant d'utiliser les embouts, veuillez également respecter toutes les informations issues du manuel d'utilisation de votre appareil à infrasons NOVAFON.
- Attention ! Risque de blessure en cas d'utilisation incorrecte.

#### 4.2. UTILISATEUR PRÉVU

Les embouts intraoraux sont conçus exclusivement pour une application professionnelle. Ils ne doivent être utilisés que par du personnel médical qualifié et formé ou sous la supervision stricte d'une personne qualifiée.

#### 4.3. HYGIÈNE

Avant la première utilisation, les embouts intraoraux doivent être traités hygiéniquement (conformément au chapitre 6). Pour une réutilisation sur plusieurs personnes, les embouts doivent être traités hygiéniquement après chaque utilisation (conformément au chapitre 6). Veuillez porter des gants à chaque utilisation.

#### 5. CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS SECONDAIRES

Respectez les contre-indications et les effets secondaires de l'appareil à infrasons NOVAFON. L'utilisation des embouts intraoraux n'est pas autorisée en cas de :

- Inflammations et lésions de la muqueuse buccale (aphthes, muguet, saignements, mucoïse, etc.)
- Plaies ouvertes dans la cavité buccale
- Tumeurs dans la cavité buccale
- Réactions de morsure/ réflexes exacerbés

La stimulation intraorale peut dans certains cas entraîner les effets secondaires suivants :

- Déclenchement du réflexe de morsure
- augmentation du tonus musculaire
- augmentation de la salivation
- Comportement de défense

#### 6. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

##### PROCÉDÉ

- Nettoyage et désinfection : Manuel
- Nettoyage et désinfection : Mécanique

Mise en garde	Avant la première utilisation, les embouts doivent être nettoyés et le cas échéant désinfectés. En cas de réutilisation sur plusieurs personnes, les produits doivent être nettoyés et désinfectés après chaque utilisation.			
Limitation de retraitement	Aucune exigence particulière.			
<b>INDICATIONS</b>				
Lieu d'utilisation	Aucune exigence particulière.			
Conservation et transport	Il est recommandé de transporter les embouts intraoraux contaminés dans un récipient fermé. Il est recommandé de procéder au retraitement des embouts intraoraux le plus rapidement possible, au maximum dans un délai de 2 heures après utilisation.			
Préparation	Portez toujours un équipement de protection individuelle (gants, blouse étanche, masque de protection du visage ou lunettes de protection). Démontez tous les embouts intraoraux démontables.			
Traitement préliminaire	<b>Equipement :</b> Brosse en plastique (par ex. Interlock, #09098 et Interlock, #09050), eau courante (au moins de qualité potable) Procédé : Retirer à la brosse et à l'eau courante les plus grosses salissures de surface des embouts et de l'adaptateur (fillets et interstices).			
<b>MANUEL</b>				
Nettoyage manuel	<b>Equipement :</b> Nettoyant (nettoyant enzymatique à plusieurs niveaux, par ex. ECOLAB Sekusept® MultiEnzyme P (ecolab.com)), brosse plastique (par ex. Interlock, #09098 et Interlock, #09050), eau courante (au moins de qualité potable), cuve pour le nettoyant. 1. Appliquer la solution de nettoyage selon les indications du fabricant (par ex. 2 % Sekusept® MultiEnzyme P). 2. Immerger totalement toutes les pièces des embouts. 3. Retirer les salissures de surface avec la brosse plastique. Brosser toutes les surfaces de l'embout et de l'adaptateur. 4. Temps d'action dans la solution de nettoyage selon les indications du fabricant du nettoyant (par ex. 2 % Sekusept® MultiEnzyme P, au moins 15 min). 5. Retirer toutes les pièces de la solution de nettoyage. 6. Rincer chaque pièce des embouts au moins 30 secondes à l'eau courante. Vérifier la propreté ; en cas de salissures encore visibles, procéder de nouveau au traitement préliminaire et aux étapes manuelles ci-dessus.			
Désinfection manuelle	<b>Equipement :</b> Désinfectant virucide pour instruments (indiqué dans les listes VAH ou IHO) à base de composés peroxyde ou composés d'ammonium quaternaire et dérivés alkylamine/alkylamincine (par ex. ECOLAB Sekusept® aktiv ou Dr. Schumacher, Perfektan active), cuve de désinfectant 1. Appliquer la solution désinfectante selon les indications du fabricant du désinfectant (par ex. Sekusept® aktiv, à 2 % / 2 % Perfektan active). 2. Immerger totalement toutes les pièces des embouts. 3. Temps d'action dans la solution désinfectante selon les indications du fabricant du désinfectant (par ex. au moins 5 minutes pour le Sekusept® aktiv et minimum 30 minutes pour le Perfektan active). 4. Retirer toutes les pièces de l'embout de la solution désinfectante. 5. Rincer chaque pièce 1 minute à l'eau courante. Essuyer toutes les pièces à l'aide d'un chiffon non peluches à usage unique et le cas échéant sécher avec de l'air comprimé médical.			
<b>MÉCANIQUE</b>				
Nettoyage et désinfection : Mécanique	<b>Remarque :</b> Les plus grosses salissures de surface sur les embouts doivent être éliminées avant le traitement mécanique (voir traitement préliminaire : manuel). Appareil de nettoyage et de désinfection conformément à la norme DIN EN ISO 15883-1+2 avec programme thermique (température de 90 °C à 95 °C). - Nettoyer faiblement alcalin (par ex. ECOLAB Sekumatic® MultiClean). 1. Poser toutes les pièces des embouts sur un plateau approprié ou les installer sur le support de chargement de sorte que toutes les surfaces intérieures et extérieures soient nettoyées et désinfectées. 2. Fermer RDG et lancer le programme, pour le déroulement du programme voir le tableau ci-dessous. 3. Retirer les produits à la fin du programme. 4. Vérifier que le chargement (toutes les pièces) est propre et sec et le cas échéant sécher avec de l'air comprimé médical. En cas de salissures résiduelles, procéder de nouveau au traitement préliminaire manuel et au nettoyage manuel.			
Étape du programme	Eau	Dosage	Durée	Température
Prélavage	eau froide		5 min	
Dosage nettoyant		Selon les indications du fabricant		Selon les indications du fabricant
Lavage	eau déminéralisée		10 min	55 °C
Rinçage	eau déminéralisée		2 min	
Désinfection	eau déminéralisée			Valeur A0 > 3 000 <sup>1</sup> (par ex. 90 °C, 5min)
Séchage			15 min	Jusqu'à 120 °C
<sup>1</sup> Les autorités compétentes peuvent, dans votre domaine de compétence, autoriser d'autres dispositions d'exécution (paramètres pour la désinfection).				
Entretien, contrôle et vérification	Toutes les pièces des embouts doivent être vérifiées quant à leur endommagement et leur usure. Les dispositifs médicaux endommagés ne doivent plus être utilisés et doivent être éliminés.			
Stockage	Stockage et conservation comme définis par l'utilisateur.			
7. CONTACT	Pour toutes questions, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au fabricant.			

# IT ISTRUZIONI D'USO

## NOVAFON ORIGINALE TESTINE INTRAORALI

1. PREMESSA	5. CONTROINDICAZIONI E EFFETTI COLLATERALI
2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	6. PULIZIA E DISINFEZIONE
3. USO	7. CONTATTO

### 1. PREMESSA

#### 2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

##### 2.1. ACCESSORI

##### 2.1.1. Testina Tongue Depressor Head [Art. N. 5003]

La testina Tongue Depressor Head è ispirata a una spatola di legno e dispone di due diverse strutture superficiali. Gli speciali rilievi sono studiati per evitare che la lingua possa scivolare via.

##### 2.1.2. Testina Arrow Head [Art. N. 5004]

La testina Arrow Head dispone di tre diverse strutture superficiali (rilievo, rilievo a sfera, piatta) e grazie alla sua forma è ideale per l'incremento alla percezione intra ed extraorale.

##### 2.1.3. Testina Spoon Head [Art. N. 5005]

La testina Spoon Head dispone di un avallamento a forma di cucchiaio e con rilievi a sfera sulla parte inferiore. Può essere utilizzata per la stimolazione vibrotattile e per l'applicazione di piccole quantità di cibo.

##### 2.1.4. Testina Pellet Head [Art. N. 5006]

La punta della Pellet Head con una piccola sfera all'estremità della testina può essere utilizzata per un'stimolazione precisa e puntuale intra ed extraorale.

##### 2.1.5. Adattatore [Art. N. 5007 O 7007]

Ogni testina viene fornita con un adattatore. L'adattatore è compatibile con tutte le testine intraorali. Gli adattatori sono disponibili come pezzi di ricambio.

#### 2.2. INFORMAZIONI SUI MATERIALI

Le testine intraorali sono di elastomero termoplastico, una plastica pregiata e speciale adatta per le applicazioni in medicina. Il materiale è privo di ftalati e lattice. Conservare in luogo fresco e asciutto.

#### 2.3. RESISTENZA

La resistenza delle testine intraorali può variare secondo la frequenza dell'utilizzo. Si raccomanda di cambiare le testine dopo un anno di utilizzo. Controllare le testine prima di ogni uso. Sostituire i prodotti danneggiati, sfornati o molto scoloriti.

#### 3. USO

Prima di tutto inserire la testina intraorale nell'adattatore. Fissare l'adattatore all'apparecchio a onde sonore NOVAFON. Se si desidera cambiare o rimuovere la testina, rimuovere l'adattatore con la testina dall'apparecchio. In seguito svitare la testina dall'adattatore tirando con attenzione. Si prega di osservare, che durante l'uso può essere necessario esercitare una leggera contropressione sulla testina, in modo che non si sviluppi il supporto. Attenzione! Osservare sempre le controindicazioni elencate al capitolo 5 prima dell'utilizzo delle testine intraorali.

#### 4. INDICAZIONI IMPORTANTI

##### 4.1. DIMESTICHEZZA CON LE TESTINE INTRAORALI E GLI APPARECCHI A ONDE SONORE NOVAFON

- Inserire sempre prima la testina intraorale nell'adattatore e fissare quest'ultimo sull'apparecchio a onde sonore NOVAFON.
- Se si desidera cambiare o rimuovere la testina, rimuovere sempre l'adattatore insieme alla testina dall'apparecchio e in seguito estrarre la testina dall'adattatore tirando. Altrimenti l'apparecchio può danneggiarsi.

- Le testine possono essere ruotate all'interno dell'adattatore. Nel caso in cui si desideri ruotare la testina all'interno dell'adattatore, mentre questo si trova già fissato sull'apparecchio a onde sonore NOVAFON, tenere saldamente l'adattatore con una mano mentre si ruota la testina. Altrimenti l'apparecchio può danneggiarsi.

- Se si esercita una pressione con la testina, contrapporre sempre un dito sulla testina, così che non influisca alcuna forza sulla testa dell'apparecchio. Altrimenti l'apparecchio può danneggiarsi.

- Si prega di osservare tutte le informazioni contenute nelle istruzioni d'uso dell'apparecchio a onde sonore NOVAFON prima di utilizzare le testine.

- Attenzione! Pericolo di ferimento durante un utilizzo non appropriato dell'apparecchio.

##### 4.2. USO PREVISTO

Le testine intraorali sono pensate esclusivamente per l'uso professionale. Possono essere utilizzate solo dal personale medico competente o sotto stretta supervisione di questo.

##### 4.3. IGIGNE

Prima del primo utilizzo le testine intraorali devono essere igienizzate (secondo il capitolo 6). Per l'utilizzo da parte di più persone le testine devono essere igienizzate dopo ogni utilizzo (capitolo 6). Si prega di utilizzare i quanti durante ogni utilizzo.

#### 5. CONTROINDICAZIONI E EFFETTI COLLATERALI

Notare le controindicazioni e gli effetti collaterali dei apparecchi a onde sonore NOVAFON. Non è ammesso un utilizzo delle testine intraorali in caso di:

- Infiammazioni e ferite della mucosa orale (afe, candidosi, sanguinamenti, mucosite, ecc.)
- Ferite aperte nella cavità orale
- Tumori nel cavo orale
- Reazioni a mordere / riflessi eccessivi

Tramite la stimolazione intraorale possono insorgere sporadicamente i seguenti effetti collaterali:

- Sviluppo del riflesso a morsicare
- aumento del tono muscolare
- aumento del flusso salivare
- Comportamento difensivo

#### 6. PULIZIA E DISINFEZIONE

Notare le controindicazioni e gli effetti collaterali dei apparecchi a onde sonore NOVAFON. Non è ammesso un utilizzo delle testine intraorali in caso di:

- Infiammazioni e ferite della mucosa orale (afe, candidosi, sanguinamenti, mucosite, ecc.)
- Ferite aperte nella cavità orale
- Tumori nel cavo orale
- Reazioni a mordere / riflessi eccessivi

Le testine devono essere pulite e disinfeziate prima del primo utilizzo.

Durante il riutilizzo da parte di più persone i prodotti devono essere igienizzati e disinfezati dopo ogni utilizzo.

#### 7. CONTATTO

Per chiamimenti rivolgersi al proprio fornitore o produttore.

Restrizione alla rigenerazione [pulizia]	Nessun requisito particolare.			
<b>INDICAZIONI</b>				
Luogo di utilizzo	Ness			