



# NOVAFON

Gebrauchsanweisung  
REHA-Aufsätze  
Manual for Rehabilitation  
attachments

# DEUTSCH

## GEBRAUCHSANWEISUNG REHA-AUFSÄTZE

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. VORWORT             | 6. WICHTIGE HINWEISE          |
| 2. LIEFERUMFANG        | 7. REINIGUNG UND DESINFEKTION |
| 3. MATERIALINFORMATION | 8. GEGENANZEIGEN              |
| 4. HALTBARKEIT         | 9. CE-KONFORMITÄT             |
| 5. ANWENDUNG           | 10. KONTAKT                   |

### 1. VORWORT

Die Aufsätze Kegelaufsatz, Igelaufsatz und Telleraufsatz XL, aus dem „REHA-Set“ (Art. Nr. 7016) von NOVAFON dienen als Erweiterung zu den bestehenden und im Lieferumfang enthaltenen Aufsätzen der NOVAFON Schallwellengeräte zur Lokalen Vibrationstherapie. Sie sind ausschließlich für die Anwendung in Verbindung mit einem solchen Gerät vorgesehen. Bitte lesen Sie sich die folgenden Seiten aufmerksam durch, um eine sachgemäße Anwendung zu garantieren.

### 2. LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang enthalten sind ein Kegelaufsatz (Art. Nr. 7014), ein Igelaufsatz (Art. Nr. 7013), ein Telleraufsatz XL (Art. Nr. 7015) und eine Gebrauchsanweisung.

### 3. MATERIALINFORMATION

Die NOVAFON REHA-Aufsätze sind aus einem hochwertigen und speziell für medizinische Anwendungen geeigneten Kunststoff gefertigt. Bitte kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren.

### 4. HALTBARKEIT

Die Haltbarkeit der Aufsätze kann je nach Häufigkeit des Gebrauches variieren. Überprüfen Sie die Aufsätze vor jeder Anwendung. Ersetzen Sie beschädigte oder verformte Produkte. Wir empfehlen den Austausch der Aufsätze nach maximal zwei Jahren Gebrauch. Bei häufiger Verwendung auch deutlich früher.

### 5. ANWENDUNG

Die Aufsätze werden durch eine Steckverbindung am Gerät fixiert. Die Aufsätze lassen sich durch eine Viertel-Umdrehung und leichten Zug einfach vom Gerät lösen. Aufgebracht werden die Aufsätze durch einfaches Stecken. Die Aufsätze haben ihre vorgesehene Position erreicht wenn die Halterungen an Gerät und Aufsatz nahtlos aufeinander liegen. Die Magnete helfen Ihnen die Endposition zu finden. Achten Sie vor Behandlungsbeginn darauf, dass der jeweilige Aufsatz in der vorgesehenen Endposition eingerastet ist. Hinweis: Alle Aufsätze sind sowohl direkt auf der Haut als auch durch Textilien anwendbar. Es wird kein Gel o.ä. benötigt. Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme die Gegenanzeigen in Kapitel 8 sowie die Hinweise in Kapitel 6. Beachten Sie, dass die Vibrationstherapie vorrangig Symptome lindert, nicht aber die Grunderkrankung heilt. Die Verwendung der REHA-Aufsätze ersetzt nicht den Arztbesuch.

Anwendungsbeispiele:

Kegelaufsatz	Igelaufsatz	Telleraufsatz XL
Präzise und punktuelle Behandlung auf Trigger-/ Schmerz- und Akupressurpunkten	Besonders stimulierender sensorischer Input zur Desensibilisierung / bei Sensibilitätsstörungen	Großflächige Behandlung von Rücken und Oberschenkeln
Präzises Verschieben von Gewebsschichten und Narbengewebe	Kreisende Bewegungen zur Durchblutungsförderung und Sensibilitätssteigerung	Wahrnehmungsförderung von Kopf bis Fuß
Behandlung feiner Strukturen im Gesicht, an den Händen und Füßen	Behandlung von Schmerzen am Kopf / Haarsatz durch bürstenähnliche Oberfläche	Ganzkörperbehandlung nach dem Sport oder der großflächigen Schmerzen

## **6. WICHTIGE HINWEISE**

- Je nach Empfinden kann die Vibration als unterschiedlich intensiv wahrgenommen werden. Auf besonders empfindlichen Stellen behandeln Sie auf geringster Intensitätsstufe oder durch die Kleidung bzw. ein feines Tuch.
- Behandeln Sie maximal 20 Minuten pro Einheit und lassen das NOVAFON Schallwellengerät danach für 15 Minuten abkühlen.
- Sollte sich Unwohlsein, Schwindel oder eine Verstärkung der Symptomatik einstellen, brechen Sie die Behandlung ab.
- Aufsätze für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Verwenden Sie die Aufsätze nicht auf Schleimhäuten und offenen Wunden.
- Vermeiden Sie Stöße! Diese können die Produkte beschädigen und so zu einer Verletzungsgefahr führen.
- Beachten Sie vor der Anwendung der Aufsätze auch alle Informationen aus der Gebrauchsanweisung Ihres NOVAFON Schallwellengerätes.

## **7. REINIGUNG UND DESINFEKTION**

Im professionellen und klinischen Gebrauch sind die NOVAFON REHA-Aufsätze mit einem Mittel zur Oberflächendesinfektion für Medizingeräte vor und nach jeder Anwendung zu desinfizieren. Generell empfiehlt NOVAFON alkoholfreie Desinfektionsmittel, die sich für den Einsatz bei empfindlichen Oberflächen eignen wie z.B. SinAlc sensitiv von HIMED oder RHEOSEPT-WD plus Wipes von Rheosol. Wischen Sie ggf. mit einem weichen Tuch trocken nach. Speziell für den Aufsatz „Igelaufsat“ empfehlen wir eine alkoholfreie Sprühdesinfektion, z.B. SinAlc Sensitive von HIMED oder ein vergleichbares Produkt zur Oberflächendesinfektion von Medizinprodukten. Bei Verschmutzung oder nach Bedarf reinigen Sie die Aufsätze mit Hilfe einer Bürste und eines Neutralreinigers unter fließendem Wasser vor der Desinfektion. Für den häuslichen, nicht klinischen Gebrauch können Sie die Aufsätze mit einem feuchten Tuch, unter fließendem Wasser oder in einer milden Seifenlauge reinigen.

## **8. GEGENANZEIGEN / NEBENWIRKUNGEN**

Behandlungen mit den NOVAFON Schallwellengeräten sind nicht zulässig bei:

- Offenen Wunden/Ekzemen (in der zu behandelnden Körperregion)
- Arteriosklerose (in der zu behandelnden Körperregion)
- Aktuellen Episoden von Epilepsie
- Schwangerschaft
- Implantaten (in der zu behandelnden Körperregion)
- Herzschrittmachern
- Thrombosen (in der zu behandelnden Körperregion)
- Hirnenschrittmachern
- Herzrhythmusstörungen
- Tumoren
- Akuten entzündlichen Stellen (in der zu behandelnden Körperregion)
- Akuten Episoden entzündungsbedingter Krankheiten

Nebenwirkungen:

Bitte beachten Sie, dass es in seltenen Fällen zu folgenden Nebenwirkungen kommen kann:

- Schmerzverstärkung/unangenehme Empfindung
- Unwohlsein/Schwindel
- Hautirritationen
- Reflex/ungewollte Muskelkontraktionen

Bitte brechen Sie die Behandlung unverzüglich ab, sollte sich eine dieser Nebenwirkungen einstellen. Bei anhaltenden Beschwerden kontaktieren Sie ihren Arzt. Beachten Sie, dass gerade bei der Schmerzbehandlung eine Erstverschlimmerung der Beschwerden eintreten kann, bevor Sie eine Verbesserung feststellen. Bitte beachten Sie, dass eine leichte Hautrötung und -erwärmung kein Grund zur Besorgnis darstellt. Dies ist ein gewünschter Effekt der Lokalen Vibrationstherapie, der durch die erhöhte Durchblutung entsteht.

## **9. CE-KONFORMITÄT**

Für dieses Produkt erklärt der Hersteller Konformität mit den Anforderungen an Medizinprodukte der Klasse I gemäß der Verordnung 2017/745/EU in alleiniger Verantwortung.

## **10. KONTAKT**

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Hersteller.

# **ENGLISCH**

## **MANUAL FOR 'REHABILITATION ATTACHMENTS'**

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. PREFACE</b>                | <b>6. IMPORTANT INSTRUCTIONS</b>    |
| <b>2. SCOPE OF DELIVERY</b>      | <b>7. CLEANING AND DISINFECTION</b> |
| <b>3. MATERIAL INFORMATION</b>   | <b>8. CONTRAINDICATIONS</b>         |
| <b>4. SHELF LIFE</b>             | <b>9. CE CONFORMITY</b>             |
| <b>5. APPLICATIONS &amp; USE</b> | <b>10. CONTACT</b>                  |

### **1. PREFACE**

The attachments of the NOVAFON 'Rehabilitation Set' (cone attachment, pin attachment, disk attachment XL - item no. 7016) are designed as an extension to the existing attachments supplied with the NOVAFON sound wave devices for local vibration therapy. They are intended solely for use in conjunction with such a device. Please read the following pages carefully to ensure proper use.

### **2. SCOPE OF DELIVERY**

The scope of delivery includes a cone attachment (item no. 7014), a pin attachment (item no. 7013), a disc attachment XL (item no. 7015) and instructions for use.

### **3. MATERIAL INFORMATION**

The NOVAFON rehabilitation attachments are made of high-quality plastic specifically designed for medical applications. Please store in a cool, dry place away from sunlight.

### **4. SHELF LIFE**

The shelf life of the attachments will vary depending on the frequency of use. Check the attachments before each application. Replace damaged or deformed products. We recommend replacing the attachments after two years of use. Even much sooner if used frequently.

### **5. APPLICATIONS & USE**

The attachments are fixed to the device via a plug connection. The attachments can easily be detached by turning them a quarter turn and pulling them gently off the device. The attachments click simply onto the device. The attachments have in the correct position when the brackets on the device and the attachment lie seamlessly on top of each other. The magnets help you to find the final position. Before starting treatment, make sure that the respective attachment is engaged in the intended final position. Prior to first use, please pay attention to the contraindications listed in Chapter 8 as well as the information in Chapter 6. Note that vibration therapy primarily alleviates symptoms but does not cure the underlying condition. The use of REHAB attachments is no substitute for medical consultation.

Note: The attachments can be used directly on the skin or through fabric/clothing. There is no need for gel or similar.

## Application examples:

Cone attachment	Pin attachment	Disk attachment XL
Targeted treatment for trigger/pain/acupressure points	Special sensory input for desensitisation/sensation disturbance	Large area treatment of the back and thighs
Precise movement of tissue layers and scar tissue	Circular movements to promote circulation	Sensory training from head to toe
Treatment of fine structures on the face, hands and feet	Treatment of pain on the head/hairline via brush-like surface	Full body treatment after sports or large-area pain

## 6. IMPORTANT INSTRUCTIONS

- Depending on personal sensitivity, the vibration can be perceived with different intensity. Treat particularly sensitive spots at the lowest intensity level, through clothing or a fine cloth.
- Treat a maximum of 20 minutes per unit, then let the NOVAFON sound wave device cool down for 15 minutes.
- In case of discomfort, dizziness, or an increase in the symptoms, stop the treatment.
- Keep attachments out of reach of children.
- Do not use the attachments on mucous membranes and open wounds.
- Avoid impacts! These can damage the products and hence lead to a risk of injury.
- Before using the attachments, please also observe all information from the operating instructions of your NOVAFON sound wave device.

## 7. CLEANING AND DISINFECTION

For professional and clinical use, NOVAFON REHA attachments must be disinfected with a surface disinfectant for medical devices before and after each application. As a general rule, NOVAFON recommends alcohol-free disinfectants that are suitable for use on sensitive surfaces, such as SinAlc sensitive by HIMED or RHEOSEPT-WD plus wipes by Rheosol. If necessary, wipe it dry with a soft cloth. For the 'pin attachment', we specifically recommend a non-alcoholic disinfectant spray, e.g. SinAlc Sensitive by HIMED or a comparable product for surface disinfection of medical devices. In case of dirt or if otherwise necessary, clean the attachments with a brush and a neutral cleaner under running water before disinfecting. For domestic, non-clinical use, clean the attachments with a damp cloth, under running water or in a mild soapy solution.

## 8. CONTRAINDICATIONS / SIDE EFFECTS

Treatments with the NOVAFON sound wave devices are not permitted for patients with:

- Open wounds / eczema (in the body region to be treated)
- Arteriosclerosis (in the body region being treated)
- Current episodes of epilepsy
- Pregnancy
- Implants (in the body region being treated)
- Heart pacemakers
- Thromboses (in the body region being treated)
- Brain pacemakers
- Cardiac arrhythmia
- Tumours
- Acute inflammations (in the body region being treated)
- Acute episodes of inflammatory diseases

Side effects:

Please note that in rare cases the following side effects may occur:

- Increased pain / unpleasant sensation
- Nausea / dizziness
- Skin irritation
- Reflex / involuntary muscle contractions

Please discontinue the treatment immediately, if you experience any of these side effects. If symptoms persist, please consult a doctor. Please note that pain treatment in particular can lead to an initial worsening of the symptoms before you notice any improvement. Please note that slight reddening and warming is not a cause for concern. This is a desired effect of local vibration therapy, which is caused by the increased blood flow.

## 9. CE CONFORMITY

The manufacturer declares conformity with the requirements in respect to medical devices of class I according to Regulation 2017/745/EU in sole responsibility for this product.

## 10. CONTACT

If you have any questions, please contact your local dealer or the manufacturer.

# ITALIANO

## ISTRUZIONI PER L'USO DELLE "TESTINE DI RIABILITAZIONE"

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. PREMESSA                   | 6. INDICAZIONI IMPORTANTI |
| 2. DOTAZIONE                  | 7. PULIZIA E DISINFEZIONE |
| 3. INFORMAZIONI SUI MATERIALI | 8. CONTROINDICAZIONI      |
| 4. DURATA                     | 9. CONFORMITÀ CE          |
| 5. USO                        | 10. CONTATTO              |

### 1. PREMESSA

Le testine testina conica, testina a spazzola e disco XL, del "Set RIABILITAZIONE" [Art. Nr. 7016] di NOVAFON rappresentano un ampliamento delle testine già esistenti e contenute nel volume di fornitura degli apparecchi a onde sonore NOVAFON per terapia a vibrazione locale. Sono previste esclusivamente per l'utilizzo in abbinamento a un tale apparecchio. Si raccomanda di leggere attentamente le seguenti pagine per garantire un uso adeguato.

### 2. DOTAZIONE

La dotazione comprende una testina conica [Art. N. 7014], una testina a spazzola [Art. N. 7013], un disco XL [Art. Nr. 7015] e le istruzioni per l'uso

### 3. INFORMAZIONI SUI MATERIALI

Le testine di riabilitazione NOVAFON sono realizzate con una plastica di alta qualità specifica per le applicazioni in medicina. Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dalla luce.

### 4. DURATA

La durata delle testine può variare a seconda della frequenza dell'utilizzo. Controllare le testine prima di ogni utilizzo. Sostituire prodotti danneggiati o deformati. Si raccomanda di sostituire le testine dopo due anni di utilizzo. In caso di uso più frequente, anche molto prima.

### 5. USO

Le testine sono fissate all'apparecchio ad innesto. Le testine si staccano facilmente dall'apparecchio ruotandole per un quarto di giro e tirando leggermente. Le testine sono applicate con un semplice innesto. Le testine hanno raggiunto la loro posizione prevista quando i supporti sull'apparecchio e la testina sono sovrapposti senza gioco. I magneti aiutano a trovare la posizione finale. Prima di iniziare il trattamento assicurarsi che la rispettiva testina sia inserita nella posizione finale prevista. Indicazioni: Tutte le testine possono essere applicate sia direttamente sulla pelle che attraverso tessuti. Prima dell'attivazione, osservare le controindicazioni riportate al capitolo 8 e le avvertenze nel capitolo 6. Attenzione, la terapia a vibrazione lenisce principalmente i sintomi, ma non cura la patologia di base. L'uso delle testine REHA non sostituisce il consulto medico.

## Esempi d'uso:

Testina conica	Testina a spazzola	Disco XL
Trattamento punto per punto su punti trigger/del dolore e di agopressione	Input sensoriale particolare per desensibilizzazione / in caso di disturbi della sensibilità	Trattamento di superfici grandi di schiena e cosce
Spostamento preciso di strati di tessuto e tessuto cicatriziale	Movimenti circolari per favorire l'irrorazione sanguigna	Miglioramento della percezione dalla testa ai piedi
Trattamento di strutture fini su viso, mani e piedi	Trattamento di dolori a testa/ attaccatura dei capelli grazie alla superficie simile a una spazzola	Trattamento di tutto il corpo dopo attività sportiva o in caso di dolori estesi

## 6. INDICAZIONI IMPORTANTI

- A seconda della sensibilità, è possibile che la vibrazione venga percepita di intensità diversa. I punti particolarmente sensibili vanno trattati con il livello di intensità più basso oppure frapponendo gli indumenti o un panno sottile.
- Utilizzare per non più di 20 minuti per unità e poi lasciar raffreddare l'apparecchio a onde sonore NOVAFON per 15 minuti.
- Qualora compaiano sensazione di malessere, vertigini o un aumento della sintomatologia, interrompere il trattamento.
- Conservare le testine fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare le testine su mucose e ferite aperte.
- Evitare gli urti! Questi possono danneggiare i prodotti e causare un pericolo di lesioni.
- Si prega di osservare tutte le informazioni contenute nelle istruzioni d'uso dell'apparecchio a onde sonore NOVAFON prima di utilizzare le testine.

## 7. PULIZIA E DISINFEZIONE

Nell'uso professionale e clinico le testine NOVAFON REHA (testine di riabilitazione) devono essere disinfeziate prima e dopo ogni utilizzo mediante un disinfettante per superfici specifico per dispositivi medici. Generalmente NOVAFON raccomanda di utilizzare un disinfettante senza alcool, specifico per superfici delicate, come ad esempio SinAlc sensitiv di HIMED o RHEOSEPT-WD plus Wipes di Rheosol. Eventualmente asciugare con un panno morbido. Per la "testina a spazzola" si raccomanda una disinfezione a spruzzo senza alcool, ad esempio SinAlc Sensitive di HIMED o un prodotto analogo per la disinfezione di superfici di prodotti medici. In caso di imbrattamento o secondo necessità, prima della disinfezione, pulire le testine con l'ausilio di una spazzola e di un detergente neutro sotto acqua corrente. Per l'uso domestico, non clinico è possibile pulire le testine con un panno umido sotto acqua corrente o con un disinfettante domestico.

## 8. CONTROINDICAZIONI / EFFETTI COLLATERALI

I trattamenti con gli apparecchi a onde sonore NOVAFON non sono consentiti nei casi seguenti:

- Ferite aperte / eczemi (nella regione del corpo da trattare)
- Arteriosclerosi (nella regione da trattare)
- Episodi attuali di epilessia
- Gravidanza
- Impianti (nella regione da trattare)
- Pacemaker
- Trombosi (nella regione da trattare)
- Pacemaker cerebrali
- Aritmie cardiache
- Tumori
- Punti infiammati acuti (nella regione da trattare)
- Episodi acuti di patologie dovuti a infiammazioni

Effetti collaterali:

Si tenga presente che in rari casi possono verificarsi i seguenti effetti collaterali:

- Aumento del dolore / sensazione sgradevole
- Malessere / vertigini
- Irritazioni cutanee
- Riflesso / contrazioni muscolari indesiderate

Interrompere immediatamente il trattamento se dovesse presentarsi uno degli effetti collaterali di cui sopra. Se i sintomi persistono, consultare un medico. Tenere presente che proprio nel trattamento del dolore può verificarsi inizialmente un peggioramento dei disturbi, prima di riscontrare un miglioramento. Si noti che un leggero arrossamento o riscaldamento cutaneo non devono destare preoccupazione. Si tratta di un effetto desiderato della terapia di vibrazioni locale, che si crea a causa della maggiore irrorazione sanguigna.

## 9. CONFORMITÀ CE

Per questo prodotto il produttore dichiara la conformità con i requisiti dei prodotti medicali di classe I secondo il Regolamento 2017/745/UE a propria esclusiva responsabilità.

## 10. CONTATTO

Per chiarimenti rivolgersi al proprio fornitore o produttore.

# FRANÇAIS

## NOTICE « ÉMBOUTS REHA »

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. PRÉAMBULE                    | 6. REMARQUES IMPORTANTES     |
| 2. CONTENU DE LA LIVRAISON      | 7. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION |
| 3. INFORMATIONS SUR LE MATERIAU | 8. CONTRE-INDICATIONS        |
| 4. DURÉE DE VIE                 | 9. CONFORMITE CE             |
| 5. UTILISATION                  | 10. CONTACT                  |

### 1. PRÉAMBULE

Les embouts conique, hérisson et plaque à infrasons XL, de la série « REHA » (réf. 7016) de NOVAFON permettent d'élargir la gamme existante d'embouts pour les appareils à infrasons NOVAFON pour la thérapie locale par vibrations. Ils sont prévus exclusivement pour une utilisation en rapport avec un appareil de ce type. Veuillez lire attentivement les pages qui suivent pour garantir une utilisation adéquate.

### 2. CONTENU DE LA LIVRAISON

Sont fournis à la livraison un embout conique (réf. 7014), un embout hérisson (réf. 7013), un embout de plaque XL (réf. 7015) et un mode d'emploi.

### 3. INFORMATIONS SUR LE MATERIAU

Les embouts REHA de NOVAFON sont fabriqués dans un plastique de qualité et spécialement adapté aux applications médicales. À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

### 4. DURÉE DE VIE

La durée de vie des embouts peut varier selon la fréquence d'utilisation. Vérifiez les embouts avant chaque utilisation. Remplacez les produits endommagés ou déformés. Nous vous recommandons de remplacer les embouts après deux ans d'utilisation. En cas d'utilisation plus fréquente, également bien plus tôt.

### 5. UTILISATION

Les embouts sont fixés à l'appareil à l'aide d'un raccord enfichable. Pour retirer les embouts de l'appareil, il suffit de les tourner d'un quart de tour et de les tirer légèrement. Pour les monter, il suffit de les insérer. Les embouts atteignent la position idéale lorsque les supports situés sur l'appareil et l'embout sont parfaitement posés les uns sur les autres. Les aimants aident à trouver la position finale. Avant de commencer le traitement, assurez-vous

que l'embout utilisé est bien placé en position finale idéale. Remarque : Tous les embouts peuvent être utilisés directement sur la peau, mais également au travers de textiles. Aucun gel ou autre n'est nécessaire.

Avant la mise en service, merci de prendre en compte les contre-indications listées au chapitre 8 ainsi que les consignes du chapitre 6. Veuillez noter que la thérapie par vibrations soulage principalement les symptômes, mais ne soigne pas la maladie sous-jacente. L'utilisation des embouts REHA ne se substitue pas à une visite chez le médecin.

#### Exemples d'application :

Embout conique	Embout hérisson	Plaque à infrasons XL
Traitemen ponctuel sur les points trigger, les points de douleur et d'acupression	Entrée particulièrement sensorielle pour la désensibilisation/en cas de troubles de la sensibilité	Traitemen étendu du dos et des cuisses
Déplacement précis de couches tissulaires et de tissus cicatriciels	Mouvements circulaires pour stimuler la circulation sanguine	Stimulation de la perception de la tête aux pieds
Traitemen de structures fines au niveau du visage, des pieds et des mains	Traitemen de douleurs à la tête / à la racine des cheveux grâce à la surface type brosse	Traitemen du corps entier après des séances de sport ou des douleurs étendues

#### 6. REMARQUES IMPORTANTES

- Selon le ressenti, les vibrations peuvent être ressenties de façon plus ou moins intense. Au niveau des points particulièrement sensibles, traitez avec le plus petit niveau d'intensité ou bien à travers les vêtements ou un tissu fin.
- Traitez pendant maximum 20 minutes par unité et laissez ensuite l'appareil à infrasons NOVAFON refroidir pendant 15 minutes.
- En cas de malaise, d'étourdissement ou d'amplification des symptômes, arrêtez immédiatement le traitement.
- Conservez les embouts hors de la portée des enfants.
- N'utilisez pas les embouts sur les muqueuses ou sur des plaies ouvertes.
- Évitez les coups ! Ils peuvent endommager les produits et provoquer un risque de blessure.
- Avant d'utiliser les embouts, veuillez également respecter toutes les informations issues du manuel d'utilisation de votre appareil à infrasons NOVAFON.

#### 7. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

En usage professionnel et clinique, les embouts NOVAFON REHA doivent être désinfectés avec un désinfectant de surface pour dispositifs médicaux avant et après chaque utilisation. En règle générale, NOVAFON recommande pour la désinfection des désinfectants sans alcool adaptés à une utilisation sur des surfaces sensibles, par ex. SinAlc sensitiv de HIMED ou RHEOSEPT-WD plus Wipes de Rheosol. Essuyez ensuite le cas échéant avec un chiffon doux. En particulier pour l'embout « hérisson », nous vous recommandons un spray désinfectant sans alcool, par ex. SinAlc Sensitive de HIMED ou un produit analogue pour la désinfection de surface des dispositifs médicaux. En cas de salissure ou si besoin, nettoyez les embouts à l'aide d'une brosse et d'un détergent neutre à l'eau courante avant la désinfection. Pour l'usage domestique, non clinique, vous pouvez nettoyer les embouts à l'aide d'un chiffon humide, à l'eau courante ou à l'eau légèrement savonneuse.

#### 8. CONTRE-INDICATIONS / EFFETS SECONDAIRES

Les traitements avec les appareils à infrasons NOVAFON ne sont pas autorisés en cas de :

- Plaies ouvertes / eczémas (dans la zone corporelle à traiter)
- Athérosclérose (dans la zone corporelle à traiter)
- Épisodes récents d'épilepsie
- Grossesse

- Implants (dans la zone corporelle à traiter)
- Stimulateurs cardiaques
- Thromboses (dans la zone corporelle à traiter)
- Stimulateurs cérébraux
- Troubles du rythme cardiaque
- Tumeurs
- Zones inflammatoires aiguës (dans la zone corporelle à traiter)
- Épisodes aigus de maladies inflammatoires

#### **Effets secondaires :**

Veuillez noter que dans de rares cas, les effets secondaires suivants peuvent apparaître :

- Intensification de la douleur / sensation désagréable
- Malaise / Étourdissement
- Irritations cutanées
- Réflexe/contractions musculaires involontaires

Interrompez immédiatement le traitement en cas d'apparition de l'un de ces effets secondaires. Si les symptômes persistent, consultez un médecin. Veuillez noter que le traitement de la douleur, en particulier, peut entraîner une aggravation initiale des symptômes avant que vous ne remarquiez une amélioration. Veuillez noter qu'une légère rougeur ou un léger échauffement de la peau n'est pas un motif d'inquiétude. Il s'agit d'un effet recherché de la thérapie locale par vibrations, qui résulte d'une augmentation de la circulation sanguine.

## **9. CONFORMITE CE**

Pour ce produit, le fabricant déclare sous sa propre responsabilité la conformité avec les exigences relatives aux dispositifs médicaux de classe I conformément au Règlement 2017/745/UE.

## **10. CONTACT**

Pour toutes questions, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au fabricant.

# **ESPAÑOL**

## **INSTRUCCIONES DE USO "CABEZALES DE REHABILITACIÓN"**

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1. PREFACIO</b>                  | <b>6. INDICACIONES IMPORTANTES</b> |
| <b>2. VOLUMEN DE SUMINISTRO</b>     | <b>7. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN</b>  |
| <b>3. INFORMACIÓN DE MATERIALES</b> | <b>8. CONTRAINDICACIONES</b>       |
| <b>4. DURABILIDAD</b>               | <b>9. CONFORMIDAD CE</b>           |
| <b>5. APLICACIÓN</b>                | <b>10. CONTACTO</b>                |

### **1. PREFACIO**

Los cabezales esféricos y de tipo erizo y las placas sónicas XL, pertenecientes al "set REHA" (n.º art. 7016) de NOVAFON, son una ampliación de los cabezales existentes e incluidos en el volumen de suministro de los aparatos de ondas sonoras de NOVAFON para la terapia de vibración local. Estos componentes están previstos exclusivamente para su uso con este tipo de aparatos. Lea con atención las siguientes páginas para garantizar un uso adecuado.

### **2. VOLUMEN DE SUMINISTRO**

El volumen de suministro incluye un cabezal esférico (n.º art. 7014), un cabezal tipo erizo (n.º art. 7013), una placa sónica XL (n.º art. 7015) y unas instrucciones de uso.

### **3. INFORMACIÓN DE MATERIALES**

Los cabezales REHA de NOVAFON están fabricados en un plástico de alta calidad y especialmente indicado para uso médico. Guarde el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

### **4. DURABILIDAD**

La durabilidad de los cabezales puede variar dependiendo de la frecuencia de

uso. Compruebe los cabezales antes de cada uso. y sustituya los productos dañados o deformados. Se recomienda sustituir los cabezales después de dos años de uso. Si se utiliza de forma frecuente, mucho antes.

## 5. APPLICACIÓN

Los cabezales se fijan en el aparato mediante una conexión de enchufe. Los cabezales se pueden soltar fácilmente del aparato con un cuarto de vuelta y ejerciendo un ligero tirón. Para colocarlos, simplemente hay que insertarlos. Los cabezales han alcanzado su posición prevista cuando los soportes del aparato y del cabezal se encuentran uno encima del otro. Los imanes le ayudan a encontrar la posición final. Antes de iniciar el tratamiento, asegúrese de que el cabezal correspondiente ha encajado en su posición final prevista. Nota: Todos los cabezales pueden aplicarse directamente en la piel o a través de tejidos. No se necesita ningún gel ni productos similares. Antes de poner el producto en funcionamiento, observe las contraindicaciones detalladas en el punto 8, así como las indicaciones del punto 6. Tenga en cuenta que la finalidad principal de la terapia de vibración es aliviar los síntomas, pero no curar la enfermedad subyacente. El uso de los cabezales de rehabilitación no sustituye una revisión médica.

### Ejemplos de uso:

Cabezal esférico	Cabezal tipo erizo	Placa sónica XL
Tratamiento puntual en puntos de activación, puntos dolorosos y de acupresión	Aportación sensorial especial para desensibilización y problemas de sensibilidad	Tratamiento con superficie amplia de la espalda y los muslos
Desplazamiento preciso de capas de tejidos y tejido cicatricial	Movimientos circulares para activar el riego sanguíneo	Fomento de la percepción de la cabeza a los pies
Tratamiento de estructuras finas del rostro, de las manos y de los pies	Tratamiento de dolores en la cabeza/nacimiento del cabello con su superficie tipo cerdas de cepillo	Tratamiento de todo el cuerpo tras hacer deporte o dolores que abarcan zonas amplias

## 6. INDICACIONES IMPORTANTES

- Según la sensibilidad, la vibración puede percibirse en distintos grados de intensidad. En puntos especialmente sensibles, aplique el nivel de intensidad más bajo o realice el tratamiento a través de la ropa o de un tejido fino.
- Trate cada zona un máximo de 20 minutos y, a continuación, deje que el aparato de ondas sonoras de NOVAFON se enfrie durante 15 minutos.
- Si se producen molestias o mareos o se intensifican los síntomas, interrumpa el tratamiento.
- Mantenga los cabezales fuera del alcance de los niños.
- No utilice los cabezales en mucosas ni heridas abiertas.
- ¡Evite los golpes! De lo contrario, el producto podría sufrir daños y provocar un peligro de lesiones.
- Antes de utilizar los cabezales, tenga también en cuenta la información del manual de uso del aparato de ondas sonoras de NOVAFON.

## 7. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Para su aplicación en un entorno profesional y clínico, los cabezales NOVAFON REHA deben desinfectarse con un producto desinfectante previsto para las superficies de productos sanitarios antes y después de cada uso. Por norma general, para la desinfección, NOVAFON recomienda un desinfectante sin alcohol que sea apto para su uso sobre superficies sensibles, como, p. ej., SinAlc sensitiv de HIMED o las toallitas RHEOSEPT-WD plus Wipes de Rheosol. En caso necesario, frote las superficies con un paño suave para secarlas. Para el cabezal tipo erizo, recomendamos especialmente un desinfectante sin alcohol en spray, p. ej., SinAlc Sensitive de HIMED, o un producto similar para la desinfección de superficies de productos sanitarios. En caso de suciedad o si es necesario, antes de la desinfección, limpie los cabezales con ayuda de un cepillo y un producto de limpieza neutro bajo

el agua corriente. Para su aplicación en un entorno doméstico y no clínico, pueden limpiarse los cabezales con un paño húmedo, bajo el agua corriente o con una lejía jabonosa suave.

## 8. CONTRAINDICACIONES / EFECTOS SECUNDARIOS

No está permitido el tratamiento con los aparatos de ondas sonoras de NOVAFON en los siguientes casos:

- Heridas abiertas/eccemas [en la región corporal que se vaya a tratar]
- Arterioesclerosis [en la región corporal que se vaya a tratar]
- Episodios actuales de epilepsia
- Embarazo
- Implantes [en la región corporal que se vaya a tratar]
- Marcapasos
- Trombosis [en la región corporal que se vaya a tratar]
- Marcapasos cerebral
- Arritmias cardíacas
- Tumores
- Puntos de inflamación agudos [en la región corporal que se vaya a tratar]
- Episodios de enfermedades inflamatorias

Efectos secundarios:

Tenga en cuenta que en algunos casos el producto podría producir los siguientes efectos secundarios:

- Aumento del dolor, sensación desagradable
- Molestias, mareos
- Irritación cutánea
- Contracciones musculares reflejas o involuntarias

Por favor, interrumpa el tratamiento inmediatamente si presenta uno de estos efectos secundarios. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.

Tenga en cuenta que precisamente en el tratamiento del dolor, es posible que se produzca un empeoramiento inicial de los síntomas antes de que note una mejoría. Tenga en cuenta que un ligero enrojecimiento de la piel o sensación de calor no son motivos de preocupación. Se trata de un efecto deseado de la terapia de vibración local, resultante del aumento de riego sanguíneo.

## 9. CONFORMIDAD CE

El fabricante declara bajo su responsabilidad exclusiva la conformidad de este producto con los requisitos para los productos sanitarios de clase I según lo dispuesto por el Reglamento 2017/745/UE.

## 10. CONTACTO

En caso de duda, contacte directamente con su distribuidor o con el fabricante.

# NEDERLANDS

## GEBRUIKSAANWIJZING REHA-OPZETSTUKKEN

1. VOORWOORD	6. BELANGRIJKE OPMERKINGEN
2. INHOUD VAN DE LEVERING	7. REINIGING EN ONTSMETTING
3. MATERIAALINFORMATIE	8. CONTRA-INDICATIES
4. HOUDBAARHEID	9. EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
5. GEBRUIK	10. CONTACT

### 1. VOORWOORD

Het kegelopzetstuk, het egelopzetstuk en de geluidsschaal XL van de REHA-set (art. nr. 7016) van NOVAFON dienen als toebehoren bij de bestaande en meegeleverde opzetstukken van NOVAFON-geluidsgolfapparaten voor plaatselijke vibratietherapie. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in combinatie met dergelijk apparaat. Lees de volgende pagina's zorgvuldig door, om een correct gebruik te garanderen.

## 2. INHOUD VAN DE LEVERING

In de levering inbegrepen is een kegelopzetstuk (art. nr. 7014), een egelopzetstuk (art. nr. 7013), een geluidsschaal XL (art. nr. 7015) en een gebruiksaanwijzing.

## 3. MATERIAALINFORMATIE

De NOVAFON REHA-opzetstukken zijn gemaakt van een hoogwaardig kunststof dat speciaal bedoeld is voor medische toepassingen. Koel, droog en beschermd tegen licht bewaren.

## 4. HOUDBAARHEID

De houdbaarheid van de opzetstukken hangt af van de frequentie van het gebruik. Controleer elk opzetstuk voordat u het gebruikt. Vervang beschadigde of vervormde producten. We raden aan om de opzetstukken elke twee jaar te vervangen. Bij veelvuldig gebruik ook merkelijk eerder opslaan.

## 5. GEBRUIK

De opzetstukken worden met een insteekverbinding aan het apparaat geïfixeerd. De opzetstukken kunnen eenvoudig met een draai (kwartslag) en lichte trekkracht van het apparaat worden losgekoppeld. De opzetstukken worden aangebracht door ze eenvoudigweg in te steken. De opzetstukken hebben hun beoogde positie bereikt wanneer de houders op het apparaat en het opzetstuk naadloos op elkaar liggen. De magneten helpen u bij het vinden van de eindpositie. Voordat u met de behandeling begint, moet u zich ervan verzekeren dat het betreffende opzetstuk in de beoogde eindstand gefixeerd is. Opmerking: De opzetstukken kunnen zowel direct op de huid alsook doorheen textiel worden gebruikt. Er is geen gel of dergelijke nodig.

Lees vóór de ingebruikname de contra-indicaties in hoofdstuk 8 en de instructies in hoofdstuk 6. Let op: vibratietherapie verlicht voornamelijk de symptomen, maar geneest de onderliggende ziekte niet. Het gebruik van REHA-opzetstukken is geen vervanging voor een bezoek aan de arts.

Voorbeelden van het gebruik van opzetstukken:

Kegelopzetstuk	Egelopzetstuk	Geluidsschaal XL
Plaatselijke behandeling van trigger-, pijn- en acupressuurpunten	Bijzondere sensorische input voor desensibilisering of bij sensibiliteitsstoringen	Brede behandeling van rug en bovenbeen
Nauwkeurig verschuiven van weefsellagen en littekenweefsel	Cirkelbewegingen voor het stimuleren van de bloeddoorstroming	Stimulering van waarneming van hoofd tot voeten
Behandeling van fijne structuren van gezicht, handen en voeten	Behandeling van pijn aan hoofd of haargrens met borstelachtig oppervlak	Behandeling van volledige lichaam na sporten of bij brede pijnen

## 6. BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- Afhankelijk van de gevoeligheid kan de intensiteit van de vibratie anders aanvoelen. Behandel bijzonder gevoelige plekken met het apparaat op de laagste intensiteitsstand of doorheen kleding of een dun doek.
- Beperk elke behandeling tot 20 minuten en laat daarna het NOVAFON-geluidsgolfapparaat 15 minuten afkoelen.
- Treedt misselijkheid, duizeligheid of een versterking van de symptomen op, stop dan de behandeling.
- Bewaar de opzetstukken buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de opzetstukken nooit op slijmvliezen of open wonden.
- Vermijd stoten! Deze kunnen de producten beschadigen en zo leiden tot gevaar op letsel.
- Lees alle informatie van de handleiding van uw NOVAFON-geluidsgolfapparaat voordat u de opzetstukken gebruikt.

## 7. REINIGING EN ONTSMETTING

Bij professioneel en klinisch gebruik moeten de NOVAFON REHA-opzetstukken voor en na elk gebruik worden ontsmet met een product voor oppervlak-

teontsmetting van medische apparaten. Over het algemeen raadt NOVAFON het gebruik aan van alcoholvrije ontsmettingsmiddelen die geschikt zijn voor het ontsmetten van gevoelige oppervlakken, bv. SinAlc sensitiv van HIMED of RHEOSEPT-WD plus Wipes van Rheosol. Veeg het opzetstuk indien nodig droog met een zachte doek. Voor het egel-opzetstuk raden we een alcoholvrije ontsmettingsspray aan, bv. SinAlc Sensitive van HIMED of een vergelijkbaar product voor oppervlakteontsmetting van medische hulpmiddelen. Bij verontreiniging van het opzetstuk of wanneer nodig, reinigt u de opzetstukken met behulp van een borstel en een neutraal reinigingsmiddel en stromend water voordat u het opzetstuk ontsmet. Voor huishoudelijk, niet-klinisch gebruik kunt u de opzetstukken met een vochtige doek, onder stromend water of in een mild sopje reinigen.

## 8. CONTRA-INDICATIES / NEVENWERKINGEN

Behandelingen met de NOVAFON-geluidsgolvenapparaten zijn niet toegestaan bij:

- Open wonden / eczeem (in het te behandelen lichaamsgebied)
- Arteriosclerose (in het te behandelen lichaamsgebied)
- Actuele episodes van epilepsie
- Zwangerschap
- Implantaten (in het te behandelen lichaamsgebied)
- Pacemakers
- Tromboses (in het te behandelen lichaamsgebied)
- Hersenpacemakers
- Hartritmestoornissen
- Tumoren
- Acute ontstekingen (in het te behandelen lichaamsgebied)
- Acute episodes van ontstekingsgerelateerde ziekten

Bijwerkingen:

Houd er rekening mee dat in zeldzame gevallen de volgende bijwerkingen kunnen optreden:

- Sterker wordende pijn / onaangenaam gevoel
- Misselijkheid / duizeligheid
- Huidirritaties
- Reflex / willekeurige spiercontracties

Onderbreek de behandeling meteen als een van deze bijwerkingen optreedt. Neem contact op met uw arts als de symptomen aanhouden. Houd er rekening mee dat met name pijnbestrijding in eerste instantie kan leiden tot enige verslechtering van de symptomen voordat u verbetering opmerkt. Houd er rekening mee dat een lichte roodheid of verwarming van de huid geen reden voor bezorgdheid is. Dit is namelijk het gewenste effect van de plaatselijke vibratietherapie dat ontstaat door een verhoogde bloeddoorstroming.

## 9. EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Voor dit product verklaart de fabrikant, als enige beslissingsbevoegde, conformiteit met de vereisten voor medische hulpmiddelen van klasse I in overeenstemming met Verordening 2017/745/EU.

## 10. CONTACT

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw winkelier of met de fabrikant.

# SVENSKA

## BRUKSANVISNING FÖR REHABTILLBEHÖR

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. FÖRORD                | 6. VIKTIG INFORMATION          |
| 2. LEVERANSSENS INNEHÅLL | 7. RENGÖRING OCH DESINFICERING |
| 3. MATERIALINFORMATION   | 8. KONTRAINDIKATIONER          |
| 4. HÅLLBARHET            | 9. CE-ÖVERENSSTÄMMELSE         |
| 5. ANVÄNDNING            | 10. KONTAKT                    |

## 1. FÖRORD

Det koniska massagehuvudet, massagehuvudet med piggar och det platta massagehuvudet XL som ingår i REHAB-setet (art.nr. 7016) från NOVAFON är ett komplement till de tillbehör som redan ingår i leveransen av NOVAFONs ljudvågsapparater för att behandla smärta lokalt med hjälp av vibrationer. De får endast användas tillsammans med en sådan produkt. Läs noga igenom följande sidor så att du alltid kan använda tillbehören på rätt sätt.

## 2. LEVERANSENS INNEHÅLL

Leveransen innehåller en koniskt massagehuvud (art.nr: 7014), en massagehuvud med piggar (art.nr. 7013), en Platt massagehuvud XL (art.nr. 7015) och en manual.

## 3. MATERIALINFORMATION

REHAB-tillbehören från NOVAFON är tillverkade av en speciell kvalitetsplast för medicinskt bruk. Förvaras svalt, torrt och mörkt.

## 4. HÅLLBARHET

Tillbehörens hållbarhet kan variera beroende på hur ofta de används. Kontrollera alltid tillbehören före användning. Ersätt skadade och deformerade delar. Vi rekommenderar att man byter ut tillbehören efter två års användning. Betydligt tidigare om produkten används ofta.

## 5. ANVÄNDNING

Tillsatserna fästs med en stickkoppling på enheten. För att ta bort tillsatserna från enheten behöver man bara vrida ett fjärdedels varv och dra lätt. För att sätta fast tillsatserna behöver man bara stoppa i dem. Man har hittat rätt läge för tillsatserna när enhetens och tillsatsens hållare ligger exakt över varandra. Magneterna gör det lättare att hitta ändpositionen. Innan du påbörjar någon behandling ska du kontrollera att respektive tillsats har hakat fast i sin ändposition. Observera: Alla tillbehör kan användas direkt på huden eller verka genom textil. Ingen gel eller liknande behövs.

Observera alltid kontraindikationerna i kapitel 8 och informationen i kapitel 6 innan du börjar använda produkten. Kom ihåg att vibrationsbehandlingens främsta syfte är att lindra symptomen, inte att bota orsaken till dem. Behandling med REHA-tillsatserna kan inte ersätta ett läkarbesök.

Exempel på användningssätt:

Koniskt massagehuvud	Massagehuvud med piggar	Platt massagehuvud XL
Punktbehandling på trigger-, smärt- och akupunkturnpunkter	Speciell sensorisk stimulans för att minska känsligheten eller vid känslighetsstörningar.	Behandling av stora ytor på rygg och lår
Exakt mobilisering av vävnadsskikt och ärrvävnad	Cirkelrörelser främjar genombloödningen	Ökad känsel från huvud till fot
Behandlar fina strukturer i ansikte, händer och fötter	Borstliknande yta behandlar smärtor i huvud och hårfäste	Helkroppsmassage vid träningsvärk eller smärtor i stora delar av kroppen

## 6. VIKTIG INFORMATION

- Vibrationernakan upplevas olika av olika personer, beroende på hur känsliga de är. På särskilt känsliga ställen ska man behandla på den längsta vibrationsnivån eller genom kläder eller ett tunt tyg.
- Behandla varje enskild del i maximalt 20 minuter och låt sedan NOVAFON ljudvågsapparat stå och svalna i 15 minuter.
- Om den som behandlas mår illa, upplever yrsel eller förvärrade symptom ska du avbryta behandlingen.
- Förvara tillbehören oåtkomligt för barn.
- Använd inte tillbehören på slemhinnor och öppna sår.
- Undvik stötar! Det kan skada produkterna och därigenom öka risken för personskador.

- Läs även all information i bruksanvisningen till ljudvågsapparaten från NOVAFON innan du använder tillbehören.

## 7. RENGÖRING OCH DESINFICERING

Om de används yrkesmässigt och kliniskt ska NOVAFON REHA-tillbehören desinficeras med ett ytdesinfektionsmedel för medicinska produkter före och efter varje användning. NOVAFON rekommenderar i allmänhet alkoholfria desinfektionsmedel som lämpar sig för ömtåliga ytor, t.ex. SinAlc sensitiv från HIMED eller RHEOSEPT-WD plus Wipes från Rheosol. Torka bort ev. fukt med en mjuk duk. För tillbehöret med piggar rekommenderas ett alkoholfritt desinfektionsspray, t ex SinAlc Sensitive från HIMED eller en likvärdig produkt för ytdesinfektion av medicinska produkter. Om tillbehören är smutsiga och om det behövs av andra skäl ska de rengöras med en borste och ett neutralt rengöringsmedel under rinnande vatten innan de desinficeras. Om tillbehören inte används kliniskt utan bara i hemmet kan de rengöras med en fuktig trasa, under rinnande vatten eller i mild tvållösning.

## 8. KONTRAINDIKATIONER / BIVERKNINGAR

NOVAFON ljudvågsenheter får inte användas för behandling vid:

- Öppna sår/eksem [i det område som ska behandlas]
- Arterioskleros [i det område som ska behandlas]
- Nuvarande risk för epileptiska anfall
- Graviditet
- Implantat [i det område som ska behandlas]
- Pacemakers
- Trombos [i det område som ska behandlas]
- Hjärnpacemakers
- Hjärtrytmrubbningar
- Tumörer
- Ställen med akut inflammation [i det område som ska behandlas]
- Akut uppblössande inflammatoriska sjukdomar

Biverkningar:

Observera att följande biverkningar kan uppstå i sällsynta fall:

- Förvärad smärta/obehagskänslor
- Illamående/yrsel
- Hudirritationer
- Ryckningar/ofrivilliga muskelsammandragningar

Avbryt omedelbart behandlingen om du skulle uppleva någon av dessa biverkningar. Om symptomet kvarstår, kontakta en läkare. Tänk på att besvär till en början kan förvärras vid en smärtbehandling innan man känner av en förbättring. Observera att en lätt hudrodnad eller något varm hud inte bör ge anledning till oro. Det är en önskad effekt av den lokala vibrationsbehandlingen och beror på ökad genomblödning.

## 9. CE-ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren är ensam ansvarig för att den här produkten uppfyller kraven för medicinsk utrustning i Klass I enligt förordning 2017/745/EU.

## 10. KONTAKT

Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren om du har några frågor.

# DANSK

## BRUGSANVISNING "REHA-PÅSÆTNINGSDELE"

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. FORORD                 | 6. VIGTIGE INFORMATIONER     |
| 2. LEVERINGSOMFANG        | 7. RENGØRING OG DESINFEKTION |
| 3. MATERIALEINFORMATIONER | 8. KONTRAINDIKATIONER        |
| 4. HOLDBARHED             | 9. CE-KONFORMITET            |
| 5. ANVENDELSE             | 10. KONTAKT                  |

## 1. FORORD

Påsætningsdelene kegle, pindsvin og lydtallerken XL fra »REHA-sættet« (art. nr. 7016) fra NOVAFON bruges til supplement af de eksisterende påsætningsdele, som følger med ved køb af NOVAFON-lydbølgeapparater til lokal vibrationsterapi. De er udelukkende beregnet til anvendelse i forbindelse med et sådant apparat. Læs de følgende sider omhyggeligt igennem, så korrekt anvendelse garanteres.

## 2. LEVERINGSOMFANG

Leveringen omfatter en kegle (art. nr. 7014), en pindsvin (art. nr. 7013), en lydtallerken XL (art.nr. 7015) og en brugsanvisning.

## 3. MATERIALEINFORMATIONER

NOVAFON REHA-påsætningsdelene er fremstillet af en plasttype af høj kvalitet, som er særligt velegnet specielt til medicinsk anvendelse. Skal opbevares køligt og tørt.

## 4. HOLDBARHED

Påsætningsdelenes holdbarhed kan variere afhængigt af, hvor ofte de bruges. Kontrollér påsætningsdelene efter hver brug. Udsift produkter, der er beskadigede eller har mistet formen. Vi anbefaler udskiftning af påsætningsdelene efter to års brug. Skal opbevares køligt, tørt og beskyttet mod lys.

## 5. ANVENDELSE

Påsætningsdelene fastgøres på apparatet ved hjælp af en tilslutningsbøsning. Påsætningsdelene kan løsnes fra apparatet ved en kvart omdrejning og et let træk. Påsætningsdelene placeres på apparatet ved at sætte dem fast. Påsætningsdelene er sat korrekt på, hvis apparatet og påsætningsdelen er tæt forbundet. Magnetene hjælper dig med at finde slutpositionen. Vær ved starten af behandlingen opmærksom på, at påsætningsdelen er gået i hak i slutpositionen. Bemærk: Alle påsætningsdele kan anvendes direkte på huden og gennem tøjet. Der skal ikke bruges gel eller lignende. Læs kontraindikationerne i kapitel 8 før ibrugtagning samt anvisningerne i kapitel 6. Vær opmærksom på, at vibrationsterapien først og fremmest lindrer symptomer men ikke helbreder den tilgrundliggende sygdom. Brug af REHA-påsætningsdelene kan ikke erstatte en konsultation hos lægen.

Eksempler på anvendelse:

Kegle	Pindsvin	Lydtallerken XL
Punktbehandling på trigger-/ smerte- og akupressurpunkter	Særlig sensorisk behandling til desensibilisering/ ved sensibilitetsforstyrrelser	Behandling af store områder på ryggen og lårene
Præcis massage af vævslag og arvæv	Cirkulerende bevægelser til forbedret blodgennemstrømning	Forbedret kropsfornemmelse fra top til tå
Behandling af fine strukturer i ansigtet, på hænderne og fødderne	Behandling af smerter på hovedet / hovedbunden med børstelignende overflade	Behandling af hele kroppen efter sport eller ved smerter på større områder

## 6. VIGTIGE INFORMATIONER

- Afhængigt af personens kropsfornemmelse kan vibrationerne opleves forskelligt. På særligt følsomme steder skal du behandle med det laveste intensitetstrin eller gennem tøjet eller et tyndt stykke stof.
- Behandl maksimalt i 20 minutter pr. gang, og lad derefter NOVAFON-lydbølgeapparatet afkøle i 15 minutter.
- Hvis du føler dig utilpas, svimmel, eller hvis symptomerne øges, skal behandlingen afbrydes.
- Opbevar påsætningsdelene, så de er utilgængelige for børn.
- Brug ikke påsætningsdelene på slimhinder og åbne sår.
- Undgå stød! Stød kan beskadige produkterne og dermed medføre risiko for kvæstelser.

- Læs og overhold alle informationer i NOVAFON-lydbølgeapparatets brugsanvisning, før påsætningsdelene anvendes.

## 7. RENGØRING OG DESINFEKTION

I den professionelle og kliniske anvendelse, bør NOVAFON REHA-påsætningsdele desinficeres før og efter hver anvendelse med et desinficeringsmiddel til overflader af medicinske apparater. Generelt anbefaler NOVAFON til desinficering alkoholfrie desinficeringsmidler, der er egnet til brug på sarte overfalder, som fx. SinAlc sensitiv fra HIMED eller RHEOSEPT-WD plus wipes fra Rheosol. Tør i givet fald efter med en blød klud. Til påsætningsdelen »pindsvin« anbefaler vi en antialkoholisk spraydesinfektion, fx SinAlc Sensitive fra HIMED eller et lignende produkt til overfladedesinfektion af medicinske produkter. Hvis påsætningsdelene er snavsede og i øvrigt ved behov, skal de rengøres ved hjælp af en børste og et neutralt rengøringsmiddel under rindende vand før desinficeringen. Til hjemmebrug og ikke klinisk brug kan påsætningsdelene rengøres med en fugtig klud, under rindende vand eller med mildt sæbevand.

## 8. KONTRAINDIKATIONER / BIVIRKNINGER

Behandling med NOVAFON-lydbølgeapparater er ikke tilladt ved:

- Åbne sår/eksem (i den kropsdel der behandles)
- Arteriosklerose (i den kropsdel der behandles)
- Aktuelle episoder med epilepsi
- Graviditet
- Implantater (i den kropsdel der behandles)
- Pacemakere
- Blodpropper (i den kropsdel der behandles)
- Hjernepacemakere
- Hjerterytmeafstyrrelser
- Svlster
- Steder med akut betændelse (i den kropsdel der behandles)
- Akutte episoder med betændelsestilstande

Bivirkninger:

Vær opmærksom på, at der i sjældne tilfælde kan forekomme følgende bivirkninger:

- Forøget smerte/ubehagelig fornemmelse
- Ubehag/swimmelhed
- Hudirritationer
- Reflekser/ufrivillige muskelkontraktioner

Afbryd behandlingen omgående, hvis du oplever bivirkninger. Hvis symptomerne vedvarer, skal du kontakte en læge. Vær opmærksom på, at der især ved smertebehandlingen i første omgang kan opstå en forværring af smerten, inden der opnås en bedring. Bemærk, at en let rødme eller opvarmning af huden ikke er grund til bekymring. Det er den ønskede effekt ved den lokale vibrationsterapi, som opstår på grund af øget blodgennemstrømning.

## 9. CE-KONFORMITET

For dette produkt erklærer producenten eneansvarligt overensstemmelse med kravene til medicinsk udstyr i klasse I i henhold til forordning 2017/745/EU.

## 10. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig direkte til din forhandler eller producenten

