



	novafon max+	novafon max	novafon one+	novafon one	novafon one light
					
Anwendergruppen	Physiotherapeuten Sporttherapeuten Ergotherapeuten Selbstanwender/ Sportler	Physiotherapeuten Sporttherapeuten Ergotherapeuten Selbstanwender/ Sportler	Selbstanwender/Sportler Physiotherapeuten Heilpraktiker	Selbstanwender Logopäden Ergotherapeuten Heilpraktiker	Selbstanwender
Patientenzielgruppen	ab 13 Jahre begleitet durch medizinisches Fachpersonal ggf. früher	ab 13 Jahre begleitet durch medizinisches Fachpersonal ggf. früher	ab 6 Jahre begleitet durch medizinisches Fachpersonal ab 2 Jahre	ab 6 Jahre begleitet durch medizinisches Fachpersonal ab 2 Jahre	ab 6 Jahre begleitet durch medizinisches Fachpersonal ab 2 Jahre
Anwendungsgebiete	ganzer Körper Schmerzen, Verspannungen, Sportverletzungen, z. B. myofasziale Behandlung, Verspannung, neurologische Krankheitsbilder und zur Regeneration	ganzer Körper insbesondere kompakte Muskelgrup- pen, Vorsicht an empfindlichen Körper- stellen wie Hals und Nacken	ganzer Körper empfohlen zur Behandlung von Schmerzen, Verspannung, Sport- verletzungen, Narben, CMD, Arthrose, logopädischen & neurologischen Krankheitsbildern & zur Regeneration	ganzer Körper empfohlen zur Behandlung empfindlicher Körperstellen & Erkrankungen wie z.B. Sehnen- erkrankungen, Arthrose, Narben, CMD u. v. m.	ganzer Körper empfohlen zur Behandlung von Schmerzen insbesondere an empfindlichen Körperstellen
Intensitäts- Abstufungen					

Produktmerkmale

Frequenzen	100 Hz 75 Hz 50 Hz	100 Hz 50 Hz	100 Hz 75 Hz 50 Hz	100 Hz 50 Hz	100 Hz
Tiefenwirkung	9 cm +	9 cm+	6 cm +	6 cm	6 cm
Ø Gesamt- Akkulaufzeit	bis zu 3,5h	bis zu 3,5 h	3,5 h ¹	3,5 h ¹	3,5 h ¹
Amplitude	0,5 – 7 mm	0,5 – 7 mm	0,3 – 4 mm	0,3 – 3,5 mm	0,3 – 3,5 mm
Wasserresistenz	IP65 – Strahlwassergeschützt	IP65 – Strahlwassergeschützt	IP44 – Spritzwassergeschützt	IP22 – Tropfwassergeschützt	IP22 – Tropfwassergeschützt
Gerätefarbe					
Anzeige Display	High-Res LCD-Display	LED-Dot Display	High-Res LCD-Display	LED - Anzeige	LED - Anzeige
Gewicht Handstück	500 g	500 g	250 g	243 g	243 g
Abmessungen	204 x 53 x 120 mm (L x B x H)	204 x 53 x 120 mm (L x B x H)	187 x 38 x 83 mm (L x B x H)	187 x 38 x 83 mm (L x B x H)	187 x 38 x 83 mm (L x B x H)
Betriebsbedingungen	5°C bis 30 °C, 15% bis 93% relative Feuchte, nicht kondensierend, 700 hPa bis 1060 hPa Luftdruck	5°C bis 30 °C, 15% bis 93% relative Feuchte, nicht kondensierend, 700 hPa bis 1060 hPa Luftdruck	5°C bis 30 °C, 15% bis 93% relative Feuchte, nicht kondensierend, 700 hPa bis 1060 hPa Luftdruck	5°C bis 30 °C, 15% bis 93% relative Feuchte, nicht kondensierend, 700 hPa bis 1060 hPa Luftdruck	5°C bis 30 °C, 15% bis 93% relative Feuchte, nicht kondensierend, 700 hPa bis 1060 hPa Luftdruck
Lagerung/Transport	-5°C bis 40 °C, 15 - 93% relative Feuchte, nicht kondensierend, 500 hPa bis 1060 hPa Luftdruck	-5°C bis 40 °C, 15 - 93% relative Feuchte, nicht kondensierend, 500 hPa bis 1060 hPa Luftdruck	-5°C bis 40 °C, 15 - 93% relative Feuchte, nicht kondensierend, 500 hPa bis 1060 hPa Luftdruck	-5°C bis 40 °C, 15 - 93% relative Feuchte, nicht kondensierend, 500 hPa bis 1060 hPa Luftdruck	-5°C bis 40 °C, 15 - 93% relative Feuchte, nicht kondensierend, 500 hPa bis 1060 hPa Luftdruck
Eingangsleistung	AC 100-240V, 50-60Hz, 300mA	AC 100-240V, 50-60Hz, 300mA	AC 100-240V, 50-60Hz, 300mA	AC 100-240V, 50-60Hz, 300mA	AC 100-240V, 50-60Hz, 300mA
Ausgangsleistung	DC 5V, 2A	DC 5V, 2A	DC 5V, 2A	DC 5V, 2A	DC 5V, 2A
Betriebsart	KB 20/15 min	KB 20/15 min	KB 20/15 min	KB 20/15 min	KB 20/15 min
Nennaufnahme (maximal) Antriebseinheit	25 W	25 W	9,5 W	9,5 W	9,5 W
Akku ³	Lithium-Ionen Akku. Kapazität 5000mAh. Spannung 3,6V Typ 21700, 18Wh	Lithium-Ionen Akku. Kapazität 5000mAh. Spannung 3,6V Typ 21700, 18Wh	Lithium-Ionen Akku. Kapazität 3400mAh. Spannung 3,7V Typ ICR 18650, 12,58 Wh	Lithium-Ionen Akku. Kapazität 2400mAh. Spannung 3,7V Typ INR 18650, 8,8 Wh	Lithium-Ionen Akku. Kapazität 2400mAh. Spannung 3,6V Typ INR 18650, 8,8 Wh
Betriebsgeräusch	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA
EMV	DIN EN 60601-1-2:2015 bzw. CISPR 11 Emissionsklasse B und Gruppe 1. Störfestigkeits-Prüfpegeln für den Heimgebrauch	DIN EN 60601-1-2:2015 bzw. CISPR 11 Emissionsklasse B und Gruppe 1. Störfestigkeits-Prüfpegeln für den Heimgebrauch	DIN EN 60601-1-2:2015 bzw. CISPR 11 Emissionsklasse B und Gruppe 1. Störfestigkeits-Prüfpegeln für den Heimgebrauch	DIN EN 60601-1-2:2015 bzw. CISPR 11 Emissionsklasse B und Gruppe 1. Störfestigkeits-Prüfpegeln für den Heimgebrauch	DIN EN 60601-1-2:2015 bzw. CISPR 11 Emissionsklasse B und Gruppe 1. Störfestigkeits-Prüfpegeln für den Heimgebrauch
Stromverbrauch	4,8 kWh/ Jahr ²	4,8 kWh/ Jahr ²	3,27 kWh/ Jahr ²	2,3 kWh/ Jahr ²	2,3 kWh/ Jahr ²
Bluetooth	2,4-2,483 GHz; Modulation DSSS, Typ GFSK 1000 kbps; effektive abgestrahlte Leistung <0.15 mW bei 25mm Abstand	2,4-2,483 GHz; Modulation DSSS, Typ GFSK 1000 kbps; effektive abgestrahlte Leistung <0.15 mW bei 25mm Abstand	2,4-2,483 GHz; Modulation DSSS, Typ GFSK 1000 kbps; effektive abgestrahlte Leistung <0.15 mW bei 25mm Abstand	-	-
Kompatible Aufsätze und Zubehör	(Aufsätze in Farbe schwarz) Faszien-Set (inkl. Transport Case mini) Mobility Set (inkl. Transport Case mini) Transport Case large (für max+) Ladestation (für max+) inkl. Ladekabel USB-A auf USB-C	(Aufsätze in Farbe weiß) Faszien-Set (inkl. Transport Case mini) Mobility Set (inkl. Transport Case mini) Transport Case large (für max) Ladestation (für max) inkl. Ladekabel USB-A auf USB-C	(Aufsätze in Farbe schwarz) Reha-Set Physio-Set Magnetaufsatz Sensi-Roller Set Modular-Set Intraorale Aufsätze Verlängerungsgriff Transport Case large Transport Case medium Transport Case small Ladestation (für power 2, schwarz) inkl. Ladekabel USB-A auf USB-C	(Aufsätze in Farbe weiß) Reha-Set Physio-Set Magnetaufsatz Sensi-Roller Set Modular-Set Intraorale Aufsätze Verlängerungsgriff Transport Case large Transport Case medium Transport Case small Ladestation (weiß)	Fest verbauter Telleraufsatz Keine weiteren Aufsätze kompatibel

1) Durchschnittlich, je nach Einstellung und Nutzungsverhalten.
2) Basierend auf Nutzung 3x täglich an 5 Tagen/Woche.
3) Fest verbaut, kann durch novafon gewechselt werden.